

# Smidig - Belte

ART.NO 50247

Formbart belte som gir stødig støtte. Enkelt å lukke og justere takket være håndtak og borrelås i fronten. Borrelåsen festes over en lang festeflate i materialet, og derfor har beltet en fleksibel størrelse/omkrets og kan strammes eller slakkes.

Smidig, luftig, behagelig og pustende materiale. Støttebeltet former seg lett for ulike plasseringer rundt overkroppen, buken, hoften eller brystkurven. Beltet kan snus, slik at det passer både på høyre og venstre side. Høyde 20 cm.

## Indikasjoner:

Gir kompresjon og lett støtte rundt buk/overkropp. Eget som både postoperativt og permanent støttebelte. Passer som bredere brystbånd etter kirurgi, f.eks. ved gynekomasti eller som avlastning etter toraksoperasjon. Eget etter mindre buk-kirurgi, for avlastning av ukomplisert brokk eller stomi. Stomipose kan fikses under beltet. Beltet er ikke egnet til å klippe hull i. Kan brukes ved graviditet eller som lett ryggstøtte.

## Materiale:

37% Spandex, 54% Polyester, 5% Polyamid, 4% Nylon. Latexfri.

## Vaskeråd:

Maskinvask 40 °C, kan ved behov vaskes på høyere temperaturer, maks 60 °C. Produktet holder lengre ved vask på lavere temperaturer. Bruk vaskepose. Tørkes flatt. Skal ikke tørketromles. Forsegl borrelåser før vask. Ikke bruk blekemiddel, klorin eller tøyemykner siden dette kan svekke materialets funksjon.

## Størrelse/Måltaking:

Omkretsmål rundt overkroppen ved tenkt plassering i cm. Følg måletabellen for å finne rett størrelse.

Størrelse	Mål (cm)	Art. no.
XS	60-75	50247-00-30
S	70-85	50247-00-40
M	80-100	50247-00-50
L	95-115	50247-00-60
XL	110-125	50247-00-70
2XL	120-135	50247-00-80

