

Peggy - Kompresjonsbukse

ART.NO 51206

Knelang kompresjonsbukse i strikkesømløst materiale. Buksen har knapper foran med hekte- og krok-knepping for enkel fjerning og påkledning og justering av passform. Linning med silikonkant slik at buksen sitter komfortabelt på plass. Bred flapp på innsiden av låret for best komfort og funksjon. Buksen har en åpning i skrittet som gjør det mulig å besøke toalettet uten at plagget blir fjernet. Åpningen er designet for å gi god kompresjon i området.

Formbrodert, fleksibelt materiale med fireveis-stretch som former seg etter kroppen. Avlaster og komprimerer uten å skjære eller kjennes ubehagelig. Formbroderte soner i sete- og lyskere regionen samt forsterket broderi over buken.

Kompresjonsgrad tilsvarende kompresjonsklasse I, 15–21 mmHg. Følg måltabell og prøv plagget for å oppnå optimal passform og rett kompresjon.

Indikasjoner: Anbefales etter operasjon på baken, hofter og / eller lår etter fettsuging og / eller kirurgi. Plagget kan også brukes som et "steg 2 produkt" etter et større inngrep da kompresjon anbefales over en lengre periode etter operasjon. Kompresjon forbedrer sirkulasjonen og reduserer risiko for hevelse etter operasjon, gir bedre tilheling og også smertelindring.

Materiale: 87% Polyamid, 13% Elastan. Lateksfri.

Vaskeråd: Maskinvask 40 °C, kan ved behov vaskes på høyere temperatur, maks 60 °C. Produktet holder lengre ved vask på lavere temperaturer. Bruk vaskepose. Ikke bruk blekemidler, klorin eller tøymykner. Ikke tørketromles.

Måltaking: For å oppnå optimal passform og korrekt kompresjonsgrad er det viktig å prøve plagget i henhold til måltabell. Plagget skal sitte fast, men må ikke kjennes ubehagelig eller stramme.

Midje: Mål omkretsen der midjen er på det smaleste.



Hofte: Stå med føttene samlet og mål omkretsen over underlivsbenet, der hofte/setet er på sitt bredeste.

Lår: Omkrets midt på låret.

Størrelse	Midjemål cm	Hoftemål cm	Lårmål cm	Color	Art.no
X Small	62-68	86-91	46-50	Sort	51206-00-30
Small	69-75	92-97	50-54	Sort	51206-00-40
Medium	76-83	98-103	54-58	Sort	51206-00-50
Large	84-92	104-111	58-62	Sort	51206-00-60
X Large	93-101	112-119	62-66	Sort	51206-00-70
2X Large	102-110	120-127	66-70	Sort	51206-00-80



Silikonkant i linningen.



Compression class I



Seamless



4-way stretch



Adjustable with hook & eye

