



1



2



3

## Application

**SE** Bärs istället för vanliga trosor. Platta pelotter (1) medföljer, konvexa pelotter (2) för ökat tryck beställs separat. Ger stöd där det bäst behövs (3).

- Sätt i pelotterna i fickorna. Konvexa pelotter skall placeras med den konvexa delen mot kroppen. Pelotterna tas ur vid tvätt.
- Tag på byxan direkt på morgonen, gärna liggandes då bräcket är som mest insjunket.
- Öppnas med hysk-hake i grenen vid toalettbesök.
- Byxan bärs direkt mot huden. Använd inte bräckbyxan direkt mot skadad/irriterad hud.
- Använd inte tillsammans med salvor eller krämer.

**DK** Bæres i stedet for almindelige trusser. Flade pelotter (1) medfølger, konvekse pelotter (2) til øget tryk bestilles separat. Både løfter og støtter (3).

- Placer pelotterne i lommerne. Konvekse pelotter skal placeres med den konvekse del mod kroppen. Pelotterne tages ud inden vask.
- Tag bukserne på med det samme om morgenen, gerne liggende, mens udposningen er så indsunken som muligt.
- Kan enkelt åbnes med hægte og malle i skridtet ved toiletbesøg.
- Bukserne bæres direkte mod huden. Anvend ikke brokbuksler direkte mod skadet/irriteret hud.
- Anvend ikke sammen med salver eller cremer.

**NO** Brukes istedenfor vanlige truser. Flate puter (1) er inkludert, konvekse puter (2) for økt trykk bestilles separat. Både løfter og støtter (3).

- Legg putene i lommene. Konvekse puter skal plasseres med den konvekse delen mot kroppen. Ta ut putene ved klesvask.
- Ta på deg buksene med en gang du står opp om morgenen, helst mens du ligger, da brokket er mest innsunket.
- Kan åpnes enkelt i skridtet med hèmpe ved toalettbesøk.
- Buksen brukes rett på huden. Ikke bruk brokbuksen direkte mot skadet eller irritert hud.
- Ikke bruk sammen med salver eller kremer.

**EN** To be worn instead of regular briefs. Flat pads (1) are included, convex pads (2) for increased pressure can be ordered separately. Provides lift and support (3).

- Place the pads in the pockets. Convex pads should be positioned with the convex part against the body. Remove pads before washing briefs.
- Put on the briefs first thing in the morning. Preferably laying down, when the hernia is most sunken in.
- Easily opened with hook and eye, when going to the toilet.
- To be worn directly against the skin. Do not use the briefs directly on damaged/irritated skin.
- Do not use with ointments or creams.

## Measuring


**SE** Midjemått (B) i cm. Byxans höjd mäts från pubis och upp (A).

**DK** Taljemål (B) i cm. Højden måles fra skambenet og op. (A).

**NO** Midjemål (B) i cm. Høyde måles fra bekkenet og opp (A).

**EN** Waste circumference (B) in cm. Height is measured from the pubis and up (A).

Size	A	B
02	20	65-69
03	20	70-74
04	20	75-79
05	20	80-84
06	20	85-89
07	20	90-94
08	20	95-99



## Indications

**SE** Vid konservativ behandling av lätta/medelstora ljumskråck samt post-operativt för att stödja det opererade området samt ge smärtlindring. Kan även användas efter bukoperationer/fettsugning, då utan pelotterna.

**Kontraindikation:** inklämt ljumskråck.

**DK** Ved konservativ behandling af let/moderat lyskebrok samt efter operation for at støtte det opererede område og give smertelindring. Kan også anvendes efter maveoperationer/fedtsugning. I så fald skal pelotterne tages ud.


**Kontraindikation:** Indeklemmt lyskebrok.

**NO** Ved konservativ behandling av lette/middels store lyskebrokk samt etter operasjon for å gi støtte til det opererte området og gi smertelindring. Kan også brukes etter bukoperasjoner/fettsugning. Da skal putene tas ut.

**Kontraindikasjon:** inneklemmt lyskebrokk.

**EN** For conservative treatment of light/medium inguinal hernia and postoperatively to support the area of surgery and provide pain relief. Also after abdominal surgery/liposuction without pads.

**Contraindication:** Incarcerated hernia.



## Information

**SE** Förskrivning, utprovning samt rekommendation om användning av denna produkt skall göras av medicinskt utbildad person. Rådgör med medicinskt kunnig personal vid användning i kombination med andra läkemedel/hjälpmiddel. Följ användarsinstruktionerna för bästa resultat.

**DK** Afprøvning, ordination og rekommandation om anvendelsen bør ske af medicinsk uddannet personale. Rådfør dig med en sundhedsfaglig kyndig person ved anvendelse i kombination med andre medikamenter/hjælpe midler. For de bedste resultat følg brugsanvisningen.

**NO** Anbefaling, foreskriving om bruk og testing bør utføres av medisinsk helsepersonell. Rådfør deg med helsepersonell ved bruk av ortosen i kombinasjon med andre hjelpemidler og legemidler. For best resultat, følg bruksanvisningen.

**EN** Prescription and treatment recommendations are to be made by a qualified medical practitioner. This also applies to initial fitting. A qualified medical practitioner should also supervise when using this product in combination with other medical products. Follow instruction for best result.

## Materials

Cotton 86%, Elastane 14%. Pads in Polyethylene.

## Washing Instructions

**SE** Maskintvätt 40°. Använd tvättpåse. Tål strykning på låg värme. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Torkumla ej.

**DK** Maskinvask 40°. Benyt vaskepose. Kan stryges ved lav varme. Benyt ikke blegemidler, ikke renses. Må ikke tørretumbles.

**NO** Maskinvask ved 40°. Bruk vaskepose. Tåler stryking på lav temperatur. Ikke bruk blekemiddel, ikke rens. Ikke bruk tørketrommel.

**EN** Machine wash at 40°C (104°F). Use washing bag. Iron in low temperature. Do not bleach. Do not dry clean. Do not tumble try.



For complete product information, see the data sheet or product catalog.