

# Duo - Skulderfiksering

ART.NO 20114


Skulderfiksering Duo fikser skulderen, gir behagelig støtte og avlastning ved akutte skader eller trauma. Skulderbåndet kan justeres i høyden og sidelengs langs armlommen og festes med borrelås. Immobiliseringsbånd som fikserer overarmen mot overkroppen, følger med. Lommens og skulderbåndets innside er i frottémateriale. Passer både til venstre og høyre arm. Finnes i størrelse S-XL.

**Indikasjoner:** For avlastning av skulder/arm ved akutt skade/trauma når en enklere skulderlås er ønskelig.

**Materiale:** Nylon 40%, Polyuretanskum 25%, Polyester 20%, Bomull 15 %. Inneholder ikke lateks.

**Vaskeråd:** Maskinvask 40°. Fest borrelåsbåndet ved vask. Bruk gjerne vaskepose.

**Mål:** Albue til fingerspisser i cm.

| Størrelse | Lengde underarm cm | Art.no      |   |
|-----------|--------------------|-------------|---|
| Small     | 35-41              | 20114-06-40 |  |
| Medium    | 40-44              | 20114-06-50 |   |
| Large     | 43-49              | 20114-06-60 |   |
| X Large   | 48-55              | 20114-06-70 |   |

