

AbduPlus 30° - Abduksjonsortose

ART.NO 20115

Abduksjonsortose med pute som holder armen/skulderen immobilisert med 30° abduksjon. Puten er formet for å passe mot hoften og festes med borrelåsbånd rundt midjen. Armslyngen festes med borrelås mot puten, og armslyngen kan justeres i høyden. Ekstra polstring på skulderbåndet for økt komfort. Passer både til venstre og høyre arm.

Størrelse: Universal.

Indikasjoner: For avlastning av skulder/arm ved akutt skade/trauma. Postoperativt, for eksempel ved rekonstruksjonskirurgi på rotatormansjett eller -kapsel, skulderprotese, caput humeri-fraktur eller artroskopi.

Materiale: Polyamid. Polyuretanskum. Bomull.
Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Fest borrelåsbåndet ved vask.
Bruk gjerne vaskepose.

Bestilles separat: Kilepute +15 grader for 45° abduksjon, artikkelnummer 20117.

Mål: Albue til fingerspisser i cm.

Størrelse	Farge	Art.no
Universal	Grå	20115-06-00

