

Shoulder ABDuction Pillow 15° - Abduktionsortose

ART.NO 20130

Abduksjonsortose med pute som holder armen/ skulderen immobilisert i 15° abduksjon. Det avlastende 3-punktssystemet er lett å påføre og trykker ikke på nakken. Lengden på stroppene kan enkelt justeres ved å klippe dem og flytte krokcodegapet. Den myke armposen kan åpnes raskt for armmobilisering eller personlig hygiene uten å måtte fjerne stropper eller pute. Passer både venstre og høyre arm. En ekstra hygienestropp for armhulen er inkludert i hvert sett.

Indikasjoner: Gir støtte og immobilisering ved reparasjon av rotatorcuff, kapselreparasjoner, Bankartreparasjoner og andre skulderinstabiliteter.

Kontraindikasjoner: Ingen kjente.

Material: Polyester, Nylon, PU Foam. Latexfri.

Vaskeråd: Maskinvask ved 40°C. Forsegl borrelåser. Bruk vaskepose. Bruk ikke blekemiddel, ikke renseri. Skal ikke strykes eller tørkes i tørketrommel.

Størrelse	Lengde underarm cm	Art.nr.
S	34-38	20130-00-40
M	37-43	20130-00-50
L	42-48	20130-00-60
XL	48+	20130-00-70


