

Axel - Skulderortose

ART.NO 20200

Axel skulderortose avlaster skulderleddet effektivt uten å belaste nakke-/skulderparti. Bøylen flytter belastningen fra muskel-/nervevev til brystkasse/skjelett. Axel er enkel å feste og justere. To størrelser dekker brystmål i området 65–120 cm. Pasienten kan enkelt ta ortosen av og på med én hånd. Kan brukes for seg eller sammen med en annen armslynge. Axel brukes for å avlaste skulderen ved akutte skader eller ved problemer med langvarige smerter i skulderen.

Universal venstre og høyre.

Indikasjoner: For avlastning av skulderen ved akutt skade/trauma/slag/problemer med langvarige smerter i skulderen. Brukes også pre-/postoperativt. Egnert ved problemer med skulderen der man ønsker å avlaste nakken/skulderpartiet, for eksempel ved revmatoid artritt eller nakkeslengskade.

Materiale: Bøyle 100 % ABS-plast, vattering 100 % polyeten, bånd/slynge 100 % polyester. Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Rengjøres med myk, fuktig klut og mildt oppvaskmiddel.

Mål: Brystmål tas under armhulene.

Størrelse	Omkrets bryst cm	Art.no
S-M	65-100	20200-00-40
L-XL	90-120	20200-00-60



Axel kan kombineres med en annen slynge.

Swedish Pat Nr SE 529 390 C2
Pat Pend. PCT/SE2006/001344