

HumerusStabil Kort - Frakturortose

ART.NO 20211

Prefabrikkert frakturortose i kort modell, designet for å kontrollere humerussegmenter gjennom kompresjon av bløtvevet. Samtidig gir den full bevegelse av skulder og albue. Ortosen er produsert i et røntgentransparent materiale og er enkel å justere. Inneholder ikke lateks.

Indikasjoner: Behandling av distale frakturer eller skafffrakturer på humerus, etter intern fiksering, ved kraftig hevelse.

Størrelse: Universal, passer både til høyre og venstre.

Materiale: Polyetylen. Innsiden er laminert med skumplast.

Vaskeråd: Håndvask med mildt såpevann.

Mål: Mål omkrets rundt overarmen proksimalt og distalt.



Størrelse	Omkrets distalt	Omkrets proximalt	Art.no
Small	18-23	23-28	202110940
Medium	23-28	28-33	202110950
Large	28-33	33-38	202110960
X Large	33-38	38-43	202110970