

Mirabelle - Postoperativ BH

ART.NO 31144, 31145


Stødig sømløs postoperativ BH i supermykt materiale med integrert kompresjon i ulike soner. Designet for å brukes ved rehabilitering etter brystoperasjon og eller radioterapi da kompresjon og lindring ønskes for god helingsprosess. Dette for å minske risiko for veskedannelse og sårruptur. Til å åpne helt, for enkel applikering rett etter operasjon/i helingsprosessen.

- Kompresjonsgrad 2.
- Åpningsbar midt foran med hekker, justerbar i to steg.
- Brede og justerbare skulderbånd i front med hekker, justerbare i flere steg.
- Dobbelt materiale i skålen, lomme for vatt/protese.
- Myk, bred sømløs kant under bysten, føles behagelig mot eventuelt snitt/arrvev.

Indikasjoner: Postoperativ BH med ekstra kompresjon som er beregnet for bruk etter ulike typer brystoperasjoner, som mastektomi, lumpektomi, brystforstørring, brystreduksjon, rekonstruksjon, samt ved radioterapi.

Materiale: Mirabelle: 91% polyamid, 9% elastan. Lateksfri. Mirabelle Queen: 94% polyamid, 6% elastan. Lateksfri.

Vaskeråd: Maskinvask 60°C. For best mulig fargeholdbarhet anbefales 40 °C. Kan tørketromles på lav varme. Ikke bruk blekemiddel, klorin eller tøymykner. Skal ikke strykes. Bruk gjerne vaskepose.



Brytterygg og brede sider. Helt åpen for enkel applikering, både foran og i skulderbåndene. Mirabelle sort (ej Queen).



Størrelse	Art.no Mirabelle hvit	Art.no Mirabelle sort
S	31144-09-40	31144-00-40
M	31144-09-50	31144-00-50
L	31144-09-60	31144-00-60
XL	31144-09-70	31144-00-70
2XL	31144-09-80	31144-00-80

Størrelse	Art.no Mirabelle Queen, hvit
3XL	31145-09-90
4XL	31145-09-91



Størrelsesguide:

cm	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135
Cupstørrelse	AA													
	A	S												
	B			M	L									
	C						XL	2XL						
	D										3XL	4XL		
	E													
	F													
G														

S-2XL: MIRABELLE 3XL-4XL: MIRABELLE QUEEN

