

Kvick - Håndleddsartrose

ART.NO 40300

Stabil og behagelig håndleddsartrose som er enkel å ta på og av. Snøring med ettgrepstrekk gir jevn kompresjon og gjør det enkelt å justere ortosen og ta de på med én hånd. Lukkes med et bredt borrelåsbånd som også gir ekstra stabilitet rundt håndleddene.

Kvick er fremstilt av stabil imitert mokka, og materialet er perforert og polstret for god komfort og funksjonalitet – mykt og behagelig mot huden. Ortosen har en formet stabil 25 mm bred volar aluminiumsskinne samt en 15 mm dorsal skinne.

Indikasjoner: Instabilitet i CMC-ledd. Artrose, artritt, belastningsskader. Også egnet for behandling av karpaltunnelsyndrom eller ved immobilisering etter gipsbehandling.

Materiale: PU-skum 50 %, polyester 20 %, akryl 15 %, nylon 15 %. Skinner i aluminium. Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Håndvask anbefales, men produktet kan også vaskes i maskin ved behov. 30° maskinvask. Bruk en vaskepose. Plantorkas. Fest borrelåsstroppene og fjern skinnen før du vasker den. Ikke bruk blekemiddel, klor eller skyllemiddel, da dette kan skade materialets funksjon. Ikke tørrrens. Ikke stryk og tørketrommel.

Mål: Håndleddsmål i cm.

Størrelse	Håndleddsmål cm	Art.no Venstre	Art.no Høyre
Small	13-15	40300-10-40	40300-20-40
Medium	15-18	40300-10-50	40300-20-50
Large	18-20	40300-10-60	40300-20-60
X Large	20-23	40300-10-70	40300-20-70

