

# D-Ring Wrist Brace - Håndleddsartose

ART.NO 40312

Stabil håndleddsartose som er enkel å ta på. Lukkes med borrelåsstrapper som gir stabilitet rundt hånd-leddet og jevn kompresjon. Ortosen har en forhåndsbygd og uttagbar volar aluminiumsskinne som kan formes. To dorsale plastskinner gir ekstra stabilitet. Finnes i kort og lang modell.

## Indikasjoner:

- Støtte ved inflammatoriske tilstander og bløtvevsskader i håndledd (senebetennelse, forstuinger og strekk)
- Forhindre ytterligere traumer forårsaket av repeterende aktivitet (overbelastningsskader)
- Sekundær behandling etter bruddbehandling

## Kontraindikasjoner:

- Alvorlige forstuinger
- Umiddelbar behandling etter brudd

**Material:** Nylon, Polyester, Bomull, Spandex, Aluminium.

**Vaskeråd:** Håndvask anbefales, men produktet kan vaskes i 40°C maskinvask om nødvendig. Bruk vaskepose. Tørkes flatt. Fest borrelåsstrappene og fjern skinnen før vask. Ikke bruk blekemiddel, klor eller tøyemykner da dette kan påvirke materialets funksjon. Ingen renseri. Må ikke strykes eller tørkes i tørketrommel.

**Mål:** Håndleddsmål i cm.

D-ring Wrist Brace				
Størrelse	Håndleddsmål i cm	Lengde cm	Art.no Venstre	Art.no Høyre
S	13-16	20	40310-10-40	40310-20-40
M	16-18	20	40310-10-50	40310-20-50
L	18-20	20	40310-10-60	40310-20-60
XL	20-23	20	40310-10-70	40310-20-70

LongD-ring Wrist Brace				
Størrelse	Håndleddsmål i cm	Lengde cm	Art.no Venstre	Art.no Høyre
S	13-16	26	40312-10-40	40312-20-40
M	16-18	26	40312-10-50	40312-20-50
L	18-20	26	40312-10-60	40312-20-60
XL	20-23	26	40312-10-70	40312-20-70



Kort modell, 40310. Lukkes med tre borrelåsstrapper.



Lång modell, 40312. FLukkes med fire borrelåsstrapper.



MD Class I CE