

D-Ring Thumb Wrist Brace - Håndledsortose m. tommel

ART.NO 40311

Stabil kombinert tommel- og håndleddsorthese som er enkel å sette på. Lukkes med tre borrelåsstrapper som gir stabilitet rundt håndleddet og jevn kompresjon. To avtagbare radielle tommelskinner er inkludert. Ortosen har en forhåndsbygd, formbar og avtagbar volar aluminiumsskinne og to dorosale plastskinner for ekstra stabilitet. Tommelgrepet er justerbart.

Indikasjoner:

- Tommelbåndskader (forstuinger)
- Akutt eller kronisk betennelse i håndleddet eller metakarpalbenet (artrose)
- Senebetennelse og tenosynovitt i tommel og håndledd, og postoperativ immobilisering
- Sekundær pleie etter bruddbehandling av tommelen eller basen av tommelen


Kontraindikasjoner:

- Alvorlige forstuinger
- Umiddelbar behandling etter brudd

Material: Nylon, Polyester, Bomull, Spandex, Aluminium.

Vaskeråd: Håndvask anbefales, men produktet kan vaskes i 40°C maskinvask om nødvendig. Bruk vaskepose. Tørkes flatt. Fest borrelåsstrappene og fjern skinnen før vask. Ikke bruk blekemiddel, klor eller tøymykner da dette kan påvirke materialets funksjon. Ingen renseri. Skal ikke strykes eller tørkes i tørketrommel.

Mål: Håndleddsmål i cm.

Størrelse	Håndledds-mål i cm	Lengde cm	Art.no Venstre	Art.no Høyre	
S	13-16	20	40311-10-40	40311-20-40	
M	16-18	20	40311-10-50	40311-20-50	
L	18-20	20	40311-10-60	40311-20-60	
XL	20-23	20	40311-10-70	40311-20-70	



MD Class I CE