

Wrist Embrace - Håndleddsorthose

ART.NO 40320

Stabil håndleddsorthose som er enkel å ta av og på. Orthosen lukkes med tre borrelåsremmer som omgir håndleddet og gir støtte. Forbøyd, formbar og avtagbar volar aluminiumsskinne samt to dorosale plastskinner gir ekstra stabilitet.

Indikasjoner:

- Støtte ved inflammatoriske tilstander og bløtvevsskader i håndledd (senebetennelse, forstuinger og strekk)
- Forhindre ytterligere traumer forårsaket av repeterende aktivitet (overbelastningsskader)
- Sekundær behandling etter bruddbehandling
- Revmatisk tilstand med kronisk ustabilitet.


Kontraindikasjoner:

- Alvorlige forstuinger
- Umiddelbar behandling etter brudd

Material: Polyester, Spandex, Polyamid, Nylon, Aluminium.

Vaskeråd: Håndvask anbefales, men produktet kan vaskes i 40°C maskinvask om nødvendig. Bruk vaskepose. Tørkes flatt. Fest borrelåsstroppene og fjern skinnen før vask. Ikke bruk blekemiddel, klor eller tøymykner da dette kan påvirke materialets funksjon. Ingen renseri. Må ikke strykes eller tørkes i tørketrommel.

Mål: Håndleddsmål i cm.

Størrelse	Håndledds- mål i cm	Lengde cm	Art.no Venstre	Art.no Høyre	
S	13-16	20	40320-10-40	40320-20-40	
M	16-18	20	40320-10-50	40320-20-50	
L	18-20	20	40320-10-60	40320-20-60	
XL	20-23	20	40320-10-70	40320-20-70	



MD Class I CE