

Ronja - Ryggortose

ART.NO 50531, 50532, 50533, 50536

Stabilt tøykorsett med elastiske trekkbånd i sidene. Enkel å ta på og justere til ønsket kompresjon/stabilitet også for personer med svak håndfunksjon. Stoffet har liten elastisitet, noe som gir utmerket passform og gjør korsettet ekstra behagelig å ha på. Korsettet har to åpne fjærskinner i ryggen og to medfølgende skinner. Borrelås midt foran. Mange tynne plastfjærer sydd inn rundt om i korsettet gir avlastning og stabilitet.

Ronja Halvfabrikat

Ronja Halvfabrikat, artikkelnr 50536-26, har to åpne sømmer i bakstykket og kan sys inn/ut og avkortet etter behov. Kantbånd, fjærskinner og skinner inngår.

Modell	Art.no	Høyde midt foran	Høyde midt bak
Ronja Lav	50531-26	18 cm	28 cm
Ronja Mellom	50532-26	20 cm	33 cm
Ronja Høy	50533-26	23 cm	38 cm
Ronja Halvfabrikat	50536-06	22 cm	37 cm

Indikationer:

Ryggsmerter, rygginsuffisiens.

Materiale:

60 % bomull, 28 % polyamid, 7 % elastikk, 5% polyester. Lateksfri.

Vaskeråd:

Finvask 40 grader, fest borrelåsbåndene og bruk gjerne vaskepose. Ta ut skinnene ved vask.

Måttagning:

Hoftemål i cm.

Tilbehør:

Kantebånd, fjærskinne og spiralfjær kan bestilles separat.



Fits both
Adult & Child



50532-26: 20 cm midt foran



50532-26: 33 cm midt bak

Størrelse	Ronja Lav, Mellom, Høy Hoftemål cm
XX Small*	60-75
X Small	70-85
Small	80-95
Medium	90-105
Large	105-115
X Large	115-125
2X Large	125-135
Størrelse	Ronja Halvfabrikat
X Small-Small	70-95
Medium-Large	95-115
X Large-2X Large	115-135

*kun modell Ronja mellom - 50532

