

# Atle Hög - Ryggortose

ART.NO 50101

Elastisk ryggortose som gir stabil og behagelig støtte i korsryggen. Egnert for korsryggsmerter, spesielt egnert for kotkomprimering forårsaket av osteoporose. Passer til de fleste figurtyper, både herrer og damer. Atle Hög finnes i beige og svart og er en høyere variant av Atle Låg 50100. Materialet gir god kompresjon og er svært behagelig å ha på da det puster, har lav vekt og er mykt mot huden. Den stripete strukturen i materialet fører til at ortosen sitter på plass. Atle Hög har borrelås foran. De elastiske trekkbåndene er regulerbare og gir stabil støtte. Også trekkbåndene festes midt foran med borrelås. De to uttagbare ryggskinnene formes individuelt etter ryggens kontur.

**Indikasjoner:** Lumbal/lumbothoracal ryggsmerter.

**Kontraindikasjoner:** Ustabilt brudd i ryggen. Isjassmerter av uklar opprinnelse.

**Materiale:** Ventilierende tekstilmateriale som er svalt mot huden og lar huden puste. Polyester 64%, Polyamid 14%, Naturgummilateks 12%, Elastan 7%.

**Vaskeråd:** Maskinvask ved 40°C. Ta ut skinnene ved vask. Forsegl borrelåser. Bruk vaskepose. Bruk ikke blekemiddel. Ikke renseri. Skal ikke strykes eller tørkes i tørketrommel.

**Mål:** Hoftemål i cm.

Størrelse	Hoftemål cm	Høyde midt foran	Høyde midt bak	Art. no Beige	Art. no Sort
S	80-95	24	34	50101-08-40	50101-00-40
M	95-105			50101-08-50	50101-00-50
L	105-115			50101-08-60	50101-00-60
XL	115-125			50101-08-70	50101-00-70
2XL	125-135			50101-08-80	50101-00-80



50101-08



50101-00



**LATEX** Trådomspunnet, kommer ikke i kontakt med huden.



**MD** Class I **CE**