

Ballerina - Holdningsbandasje

ART.NO 50103

Ballerina er en funksjonell holdningsbandasje som på en behagelig måte påminner om god holdning i brystryggen. Brede, myke bånd over skuldrene går i kryss over ryggen og festes foran med borrelås. Den brede, stabile ryggdelen påvirker skulderpartiet effektivt uten å gi ubehagelig trykk på mellomgulvet. Ballerina gir også avlastning torakalt. Båndene kan enkelt klippes til i ønsket lengde. Smidig og behagelig ortose som med fordel kan brukes under klærne. Farge sort.

Indikasjoner: Brukes ved økt torakal kyfose. Også egnet ved kragebensfrakturer, etter spinal stenose-operasjon, for å oppnå optimal respirasjonsfunksjon og ved virvelkompresjon.

Materiale: Ventilierende tekstilmateriale som er svalt mot huden og lar huden puste. Polyester 40 %, Poyamide 37%, Polyuretan 17%, Elastane 5 %, Elastomer 1%. Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Fest borrelåsbåndene. Bruk vaskepose. Ikke bruk blekemiddel eller kjemisk rensing. Skal ikke strykes eller kjøres i tørketrommel.

Mål: Brystmål under bysten i cm.

Størrelse	Brystmål under bysten i cm	Art.no
Small	65-80	50103-00-40
Medium	80-95	50103-00-50
Large	95-110	50103-00-60
X-Large	110-125	50103-00-70



MD Class I CE