

MammaFix - SI belte

ART.NO 50104

MammaFix er et halvelastisk SI belte (belte for sacroiliacaleddet) som gir effektiv støtte over bekkenet. Egnert for bruk under graviditet og ved problemer med bekkenleddene. Beltet tas på med overlapping og festes med borrelås midt foran, noe som gjør det enkelt å justere til ønsket stabilitet. Sitter godt på plass, da det er silikonbelagt på innsiden for å hindre glidning. MammaFix finnes i to lengder, og begge størrelser kan enkelt forkortes ved å klippe av beltet ved den markerte sømmen lengst ut mot kantene av båndet. Fremstilt i kraftig elastikk samt fast borrelåsmateriale. Farge: sort.

Indikasjoner: Ved bekkensmerter/bekkenløsning/symfyseplager under eller etter graviditet. Passer også for ikke-gravide som etterstreber stabil støtte for sacroiliacaledd. **Kontraindikasjoner:** Ingen kjent.

Materiale: 49% Polyester, 25% Naturgummilateks, 14% Silikon, 12% Polyamid.

Vaskeråd: Maskinvask 40°C. Fest borrelåsbåndene. Bruk vaskepose. Ikke bruk blekemiddel eller kjemisk rensing. Skal ikke strykes eller kjøres i tørketrommel.

Mål:Hoffemål i cm.

Størrelse	Hoffemål cm	Art.no	Høyde
S/M	75-110	50104-00-40	7 cm
L/XL	110-145	50104-00-60	



Trådomspunnet, kommer ikke i kontakt med huden.

