

# MammaFix - Støttebelte

ART.NO 50104

MammaFix er et halvelastisk støttebelte som gir effektiv støtte over bekkenet. Egnert for bruk under graviditet og ved problemer med bekkenleddene. Beltet tas på med overlapping og festes med borrelås midt foran, noe som gjør det enkelt å justere til ønsket stabilitet. Sitter godt på plass, da det er silikonbelagt på innsiden for å hindre glidning. MammaFix finnes i to lengder, og begge størrelser kan enkelt forkortes ved å klippe av beltet ved den markerte sømmen lengst ut mot kantene av båndet. Fremstilt i kraftig elastikk samt fast borrelåsmateriale. Farge: sort.

**Indikasjoner:** Ved bekkeninsuffisiens samt bekkenløsning/symfyseplager under og etter graviditet. Passer også for ikke-gravide som etterstreber stabil støtte iliosakralt.

**Materiale:** 49 % polyester, 25 % naturgummilatex, 14 % silikon og 12 % polyamid.

**Vaskeråd:** Maskinvask 40°. Fest borrelåsbåndene. Bruk vaskepose. Ikke bruk blekemiddel eller kjemisk rensing. Skal ikke strykes eller kjøres i tørketrommel.

**Mål:**Hoftemål i cm.

Størrelse	Hoftemål cm	Art.no	Høyde
Small-Medium	75-110	50104-00-40	7 cm
Large-X Large	110-145	50104-00-60	

