

AtleMage - Ryggortose

ART.NO 50105

AtleMage er en halv elastisk ryggortose som gir stabil støtte i korsryggen samtidig som den løfter/støtter magen. Passer for personer med stort/slapt mageparti og kvinner som er eller har vært gravide. Ryggpartiet er fremstilt av AirX-materiale, et elastisk, pustende materiale med god kompresjon, som er svært behagelig å ha på. Frontpartiet er uelastisk og gir stabil støtte/løft for magen. Formen på frontpartiet kan justeres på begge sider med borrelås slik at du oppnår best mulig løft og størrelse. Ortosen passer derfor også til gravide da den kan justeres etter hvert som magen vokser. Elastiske trekkbånd festes foran/under magen med borrelås. De kan justeres for å gi ønsket støtte i korsryggen. To uttagbare ryggskinner formes individuelt etter ryggens kontur. Farge beige.


Indikasjoner: Brukes ved lumbago, isjias samt andre vanlige problemer i korsryggen. For å gi ekstra støtte for en stor/slapp mage, ved graviditet eller for personer med mindre brokk.

Materiale: Polyamid 46 %, polyester 44 %, elastan 5 %, bomull 4 %, naturgummilateks 2 %.

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Fest borrelåsbåndene. Bruk vaskepose. Tørkes flatt. Ikke bruk blekemiddel eller kjemisk rensing. Skal ikke strykes eller kjøres i tørketrommel.

Mål: Hoftemål i cm.

Størrelse	Hoftemål cm	Art.no	Høyde midt foran	Høyde midt bak
S	80-95	50105-08-40	25 cm	26,5 cm
M	95-105	50105-08-50		
L	105-115	50105-08-60		
XL	115-125	50105-08-70		
2XL	125-135	50105-08-80		



LATEX Trådomspunnet, kommer ikke i kontakt med huden.

MD Class I **CE**