

LyftPlus Comfort - Belte

ART.NO 50157

LyftPlus Comfort er et stødig abdominalt belte med formet mageparti i meshmaterial for å passe og forme seg etter en kraftigere buk. Uelastisk front gir en effektiv støtte og løft. 20 cm høyt elastisk material i ryggen med to skinner mitt bak. Justerbar passform med borrelås og håndtak på høyre side. Anbefales direkte etter operasjon eller som permanent belte ved brokk og/eller stomi. Finnes i svart.

Indikasjoner: Mobilisering etter kirurgi.
Stabiliserende belte ved brokk/stomi/stomibrokk.
Preventiv mot brokk. Fiksering av stomibandasje.
Kontraindikasjon: Inneklemt brokk.

Materiale: Polyamid 64%, Polyester 30%, Elastan 6%.
Lateksfri.

Vaskeråd: Maskinvask ved 40°C. Forsegl borrelåser.
Bruk vaskepose. Bruk ikke blekemiddel, ikke renseri.
Skal ikke strykes eller tørkes i tørketrommel.

Mål: LyftPlus Comfort er 30-32 cm høy foran og 20 cm høy bak. For å finne rett størrelse måler du hofteomkretsen i cm.

Størrelse	Hoffemål cm	Art.no	Høyde midt foran	Høyde midt bak
M	90-105	50157-00-50	30	20 cm
L	100-115	50157-00-60		
XL	110-125	50157-00-70	31	
2XL	120-135	50157-00-80		
3XL	130-145	50157-00-90	32	
4XL	140-155	50157-00-91		

