

Tuff - Ryggortose

ART.NO 50200

Ryggortosen Tuff gir svært stabil støtte over korsryggen/ bekkenet og passer utmerket for personer som ønsker en smidig, lav ryggortose med kraftig støtte. Ortosen kan festes i midjehøyde eller over bekkenet avhengig av hvor støtten ønskes. Hvis hensikten er å bruke ortosen i midjehøyde, må du velge en mindre størrelse. Tuff har bred borrelås foran for å kunne passe over hoften eller alternativt i midjehøyde. De elastiske trekkbåndene er regulerbare og gir stabil støtte. De festes midt foran med borrelås. Fremstilt av en kraftig elastikk og passer til de fleste figurtyper, både herrer og damer. Egnert for smertetilstander i korsrygg, hofta og bekken. Også ved gjenstående bekkensmerter etter graviditet. Farge: svart. Høyde midt foran 13-15 cm, høyde midt bak 20 cm.

Indikasjoner: Lumbal/lumbosacral ryggsmarter.

Kontraindikasjoner: Ustabilt brudd i ryggen. Isjassmerter av uklar opprinnelse.

Materiale: Polyester 50%, Nylon 30%, Spandex 20%. Latexfri.

Vaskeråd: Maskinvask ved 40°C. Forseglet borrelåser. Bruk vaskepose. Bruk ikke blekemiddel. Ikke renseri. Skal ikke strykes eller tørkes i tørketrommel.

Mål: Hoftemål i cm.

Størrelse	Hoftemål cm	Art.no
X-Small	65-80	50200-00-30
Small	80-95	50200-00-40
Medium	95-105	50200-00-50
Large	105-115	50200-00-60
X Large	115-125	50200-00-70
2X-Large	125-135	50200-00-80



MD Class I CE