

LyftPlus - Belte

ART.NO 50207

LyftPlus er et ekstra stødig abdominalt elastisk belte med mykt formet mageparti som gir behagelig og effektiv støtte/løft for personer med stor mage. Passer for personer med slapp/stor mage eller brokk eller etter ulike mageoperasjoner for å forhindre arrbrokk/oppsprekking av sår. Passer også for fremstilling av stomibelte for personer med stor mage der stomien sitter på venstre side. Materialet i ryggpartiet er elastisk. Frontpartiet er uelastisk for å gi optimal støtte. Det stabile materialet foran gir et fast trykk, og er spesielt egnet ved stomi da det kan klippes uten at det dannes frynser. Overlappingsfeste med borrelås på høyre side. Finnes i beige.

Kompresjonsgrad: Høy, 3 av 3.

Indikasjoner: Mobilisering etter kirurgi. Stabiliserende belte ved brokk/stomi/stomibrokk. Preventiv mot brokk. Fiksering av stomibandasje. **Kontraindikasjon:** Inneklemt brokk.

Materiale: Polyamid 52%, Polyester 41%, Naturgummilateks 7%.

Vaskeråd: Maskinvask ved 40°C. Forsegl borrelåser. Bruk vaskepose. Bruk ikke blekemiddel, ikke renseri. Skal ikke strykes eller tørkes i tørketrommel.

Mål: Hoftemål i cm.

| Størrelse | Hoftemål cm | Art.no | Høyde midt foran | Høyde midt bak |
|-----------|-------------|-------------|------------------|----------------|
| S | 80-95 | 50207-08-40 | 28 cm | 23 cm |
| M | 90-105 | 50207-08-50 | | |
| L | 100-115 | 50207-08-60 | | |
| XL | 110-125 | 50207-08-70 | | |
| 2XL | 120-135 | 50207-08-80 | | |
| 3XL | 130-145 | 50207-08-90 | | |
| 4XL | 140-155 | 50207-08-91 | | |



Ved for eksempel høye buksnitt eller epigastrisk brokk, kan beltet brukes opp-ned.



Trådomspunnet, kommer ikke i kontakt med huden.

