

LyftPlus Stomi - Belte

ART.NO 50207

LyftPlus Stomi er et stødig abdominalt belte med formet mageparti for å passe en kraftigere buk. Uelastisk front gir en effektiv støtte og løft. Materialet i ryggen er elastisk. Justerbar passform med borrelås og håndtak på høyre side. Anbefales direkte etter operasjon eller som permanent belte ved brokk og/eller stomi. Det stabile materialet foran gjør LyftPlus Stomi spesielt egnet ved tillverkning av stomibelte da materialet kan klippes uten at det dannes frynser. Finnes i svart.

Indikasjoner: Mobilisering etter kirurgi.
Stabiliserende belte ved brokk/stomi/stomibrokk.
Preventiv mot brokk. Fiksering av stomibandasje.
Kontraindikasjon: Inneklemmt brokk.

Materiale: Polyamid 41%, Polyester 39%, Polyuretan 15%, Elastan 5%. Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Maskinvask ved 40°C. Forsegl borrelåser. Bruk vaskepose. Bruk ikke blekemiddel, ikke renseri. Skal ikke strykes eller tørkes i tørketrommel.

Mål: LyftPlus Stomi er 29 cm høy foran og 15 cm høy bak. For å finne rett størrelse måler du hofteomkretsen i cm.

Størrelse	Hoftemål cm	Art.no	Høyde midt foran	Høyde midt bak
M	90-105	50207-00-50	29 cm	15 cm
L	100-115	50207-00-60		
XL	110-125	50207-00-70		
2XL	120-135	50207-00-80		
3XL	130-145	50207-00-90		
4XL	140-155	50207-00-91		

