

Form - Belte

ART.NO 50209, 50220, 50204

Form er et elastisk belte som gir behagelig og effektiv støtte/kompresjon på overkroppen. Beltet er enkelt å ta på og lukkes med borrelås, noe som gjør det lett å justere til ønsket kompresjon. Borrelåsen gjør det enkelt å skifte bandasjer. Pasienten trenger ikke løftes, noe som er nødvendig ved bruk av gasbind. Egnert når pasienten er sengeliggende, da det har mykt materiale og ikke har sømmer eller skinner på baksiden. Passer også som mykt stomibelte, men da bør du eventuelt bruke en større størrelse for å unngå altfor høy kompresjon. Form er tilgjengelig i svart og grå i tre forskjellige høyder 15, 20 och 25 cm.

Kompresjonsgrad: Middels, 2 av 3.

Indikasjoner: Stabiliserende belte for stomi/stomibrokk. Forebyggende mot brokk. Belte/fikseringsbånd for mage/overkropp ved mobilisering etter operasjon og for kompresjon. **Kontraindikasjon:** Inneklemmt brokk.

Materiale: 78% Polyester, 11% Polyamid, 11% Elastan. Lateksfri.

Vaskeråd: Maskinvask ved 40°C. Forsegl borrelåser. Bruk vaskepose. Bruk ikke blekemiddel, ikke renseri. Skal ikke strykes eller tørkes i tørketrommel.

Mål: Omkretsmål rundt overkroppen ved tenkt plassering.

Størrelse	Mål cm	Art.no Form 15 cm Svart	Art.no Form 20 cm Svart	Art.no Form 25 cm Svart
S	70-85	50209-00-40	50220-00-40	50204-00-40
M	80-95	50209-00-50	50220-00-50	50204-00-50
L	90-105	50209-00-60	50220-00-60	50204-00-60
XL	100-115	50209-00-70	50220-00-70	50204-00-70
2XL	110-125	50209-00-80	50220-00-80	50204-00-80

Størrelse	Mål cm	Art.no Form 15 cm Grå	Art.no Form 20 cm Grå	Art.no Form 25 cm Grå
S	70-85	50209-06-40	50220-06-40	50204-06-40
M	80-95	50209-06-50	50220-06-50	50204-06-50
L	90-105	50209-06-60	50220-06-60	50204-06-60
XL	100-115	50209-06-70	50220-06-70	50204-06-70
2XL	110-125	50209-06-80	50220-06-80	50204-06-80



50204: 25 cm



50220: 20 cm



50209: 15 cm



STANDARD
100
1976-298
DTI

