

StomiBas - Stomibelte

ART.NO 50210, 50211, 50212

Elastisk stomibelte designet for å gi støtte og motstand/kompresjon ved parastomalt brokk. Den unike designen gjør det mulig å klippe hull, individuelt tilpasset stomiposen, i beltet samtidig som kontrollert kompresjon over brokk/stomi opprettholdes. Det uelastiske materialet i fronten frynser ikke uansett form og størrelse på hullet, ingen kantning er nødvendig. StomiBas har håndtak for enkel lukking og justering.

StomiBas er tilgjengelig i tre forskjellige høyder 16, 20 og 25 cm. Den brede borrelåslukkingen foran gjør StomiBas enkel å påføre og lett å justere til ønsket kompresjon. Kan lukkes både på venstre og høyre side.

Kompresjonsgrad: Sterk, 3 av 3.

Indikasjoner: Mobilisering etter kirurgi. Stabiliserende belte ved brokk/stomi. Preventiv mot brokk. Fiksering av stomibandasje. **Kontraindikasjoner:** Inneklemt brokk.

Material: Polyester 64%, Polyamid 22%, Elastan 10%, Polyuretan 4%. Lateksfri.

Vaskeråd: Maskinvask ved 40°C. Forsegl borrelås. Bruk vaskepose. Bruk ikke blekemiddel, ikke renseri. Skal ikke strykes eller tørkes i tørketrommel.

Måltaking: Omkretsmål rundt tenkt plassering.



50211: 16 cm



50212: 20 cm



50210: 25 cm

Størrelse	Mål cm	Art.no StomiBas Svart 20cm	Art.no StomiBas Grå 20cm	Art.no StomiBas Svart 25cm	Art.no StomiBas Grå 25cm
XS	70-85	50212-00-30	50212-06-30	50210-00-30	50210-06-30
S	80-95	50212-00-40	50212-06-40	50210-00-40	50210-06-40
M	90-105	50212-00-50	50212-06-50	50210-00-50	50210-06-50
L	100-115	50212-00-60	50212-06-60	50210-00-60	50210-06-60
XL	110-125	50212-00-70	50212-06-70	50210-00-70	50210-06-70
2XL	120-135	50212-00-80	50212-06-80	50210-00-80	50210-06-80
3XL*	130-145	50212-00-90	50212-06-90	50210-00-90	50210-06-90
4XL*	140-155	50212-00-91	50212-06-91	50210-00-91	50210-06-91

* Finns i 20 & 25 cm høyde.

Størrelse	Mål cm	Art.no StomiBas Svart 16cm	Art.no StomiBas Grå 16cm
XS	70-85	50211-00-30	50211-06-30
S	80-95	50211-00-40	50211-06-40
M	90-105	50211-00-50	50211-06-50
L	100-115	50211-00-60	50211-06-60
XL	110-125	50211-00-70	50211-06-70
2XL	120-135	50211-00-80	50211-06-80



MD Class I CE



OEKO TEX® STANDARD 100 1976-298 DTI