

StomiBas - Belte

ART.NO 50210, 50211, 50212

StomiBas er et rett stomibelte som gir behagelig og effektiv støtte/kompresjon. Materialet midt foran er uelastisk og meget lett å klippe i. Materialet frynser seg ikke og egner seg derfor spesielt godt når man ønsker å frilegge en stomi. Finnes i tre høyder, 16, 20 og 25 cm. StomiBas er enkel å ta på og lukkes med en bred borrelås, noe som gjør at den lett kan justeres til ønsket kompresjon. Belfet kan lukkes på venstre, alternativt høyre side. Borrelås gjør det lettere å skifte bandasje. Pasienten behøver ikke å bli løftet opp. StomiBas i sort har håndtak foran for enkel lukking og justering.

Grad av Kompresjon: Sterk, 3 av 3


Indikasjoner: Stomibelte. Ved postoperativ pleie, etter thorax/bukoperasjoner for å avlaste sår, forhindre oppsprekking av arr, samt ved tidlig mobilisering av pasienten. Også egnet ved parastomal brokk.

Materiale beige: Polyester 60%, Polyamid 27%, Naturgummilateksi 13%.

Materiale svart: Polyester 64%, Polyamide 23%, Elastane 10%, Polyurethane 4%. Lateksfri.

Vaskeanvisning: Maskinvask ved 40°C. Forsegl borrelåser. Bruk vaskepose. Bruk ikke blekemiddel, ikke renseri. Skal ikke strykes eller tørkes i tørketrommel.

Måltaking: Omfangsmål rundt overkroppen over tenkt plassering.



50211: 16 cm



50212: 20 cm



50210: 25 cm



Beige

Størrelse	Mål cm	Art.no StomiBas 16cm	Art.no StomiBas 20cm	Art.no StomiBas 25cm
X Small	70-85	50211-08-30	50212-08-30	50210-08-30
Small	80-95	50211-08-40	50212-08-40	50210-08-40
Medium	90-105	50211-08-50	50212-08-50	50210-08-50
Large	100-115	50211-08-60	50212-08-60	50210-08-60
X Large	110-125	50211-08-70	50212-08-70	50210-08-70
2X Large	120-135	50211-08-80	50212-08-80	50210-08-80
3X Large*	130-145		50212-08-90	50210-08-90
4X Large*	140-155		50212-08-91	50210-08-91

* Kun 20 & 25 cm høyde.



Trådomspunnet, kommer ikke i kontakt med huden.

Sort

Størrelse	Mål cm	Art.no StomiBas 16cm	Art.no StomiBas 20cm
X Small	70-85	50211-00-30	50212-00-30
Small	80-95	50211-00-40	50212-00-40
Medium	90-105	50211-00-50	50212-00-50
Large	100-115	50211-00-60	50212-00-60
X Large	110-125	50211-00-70	50212-00-70
2X Large	120-135	50211-00-80	50212-00-80
3X Large*	130-145		50212-00-90
4X Large*	140-155		50212-00-91

* Kun 20 cm høyde.

