

StomiMini - Støttebelte

ART.NO 50213

Mykt fikseringsbånd for fiksering av stomipose. Påfør over stomiposen og mot huden. Enkel lukking med borrelås foran. Fikseringsbåndet er laget av et fleksibelt luftig, elastisk materiale som føles behagelig mot huden. Størrelsen er fleksibel og kan enkelt justeres når borrelåsen fester over hele båndet. På samme måte kan komprimeringsnivået justeres etter behov. En universell størrelse passer til omkrets opp til 120 cm. Fikseringsbåndet er diskret og usynlig under klær. Passer til stomi på høyre eller venstre side. StomiMini er tilgjengelig i sort og hvitt. Høyde 7,5 cm. Fikseringsbåndet kan ikke kuttes.

Indikasjoner: Brukes som stomibånd for fiksering av stomiposer.

Kontraindikasjoner: Stomibrokk.

Materiale: Polyamid 77%, Elastan 13 %, Bomull 10%.
Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Maskinvask ved 60°C. Forsegl borrelåser. Bruk vaskepose. Bruk ikke blekemiddel, ikke renseri. Skal ikke strykes eller tørkes i tørketrommel.

Størrelse/Måltaking: Omkretsmål ved tenkt plassering. Universell størrelse, passer for omkrets opp til 120 cm.

Modell	Art.no	Høyde	Pakke
StomiMini, sort	50213-80-50	7,5 cm	3 st
StomiMini, hvit	50213-89-50	7,5 cm	3 st



50213-00-50



50213-09-50



MD Class I CE