

Balder - Lyskebrokkbandasje

ART.NO 50215, 50216

Balder er en smidig og diskre lyskebrokkbandasje som ikke synes under klærne. Bandasjen har god støtteeffekt og passer ved mindre og middels store brokk. Den er lett å tilpasse og finnes for dobbeltsidig og enkeltsidig brokk. Balder Dubbel leveres med to løse pelotter som kan plasseres i lommene foran. Balder Venstre og Høyre leveres med en pelott. Pelottene kan formes og slipes for individuell tilpasning. Det går også fint å plassere en spesiallaget pelott i lommen.

Balder er formsydd og trinnløst justerbar i høyde- og sideretningen for optimal passform. Festes med borrelås. Myke bånd, som enkelt kan forkortes til riktig lengde, festes med borrelås på hoftene. Lommene og innsiden av bandasjen er fremstilt av et mykt og behagelig materiale som er luftig og puster.

Indikasjoner: Lyskebrokk. Pre-/postoperativt eller ved konservativ behandling.

Kontraindikasjon: inneklemt lyskebrokk.

Materiale: 80% Polyamid, 14% Polyester, 6% Naturgummi.
Pads: EVA foam.

Tilbehør: Konvekse pelotter for kompresjon bestilles separat:

- PadPlus, Venstre Art.no 50258-10-50
- PadPlus, Høyre Art.no 50258-20-50

Vaskeråd: Maskinvask 40°C. Fest borrelåsbåndene. Bruk vaskepose. Ikke bruk blekemiddel eller kjemisk rensing. Skal ikke strykes eller tørkes i tørketrommel.

Størrelse	Hoffemål cm	Art.no - Balder Dubbel, sort	Art.no - Balder Venstre, sort	Art.no - Balder Høyre, sort
XS	70-85	50215-00-30	50216-10-30	50216-20-30
S	80-95	50215-00-40	50216-10-40	50216-20-40
M	90-105	50215-00-50	50216-10-50	50216-20-50
L	100-115	50215-00-60	50216-10-60	50216-20-60
XL	110-125	50215-00-70	50216-10-70	50216-20-70



50215-00: Balder Dubbel

Reg. design by OHIM: 001195515-0001



50216-20: Balder Høyre

Reg. design by OHIM: 002338954-0001



50258: PadPlus, tilbehør.



Trådomspunnet, kommer ikke i kontakt med huden.

