

# Figur - Belte

ART.NO 50221, 50202, 50203

Figur er et elastisk belte som gir behagelig og effektiv støtte/kompresjon på overkroppen. Beltet er enkelt å ta på og lukkes med bred borrelås, noe som gjør det enkelt å justere til ønsket kompresjon. Figur gir jevn trykkfordeling og påvirker ikke ånderett. Det elastiske materialet er mykt og behagelig mot huden og lar huden puste.

**Kompresjonsgrad:** Lettere, 1 av 3.

**Indikasjoner:** Stabiliserende belte for stomi/stomibrokk. Forebyggende mot brokk. Belte/fikseringsbånd for mage/overkropp ved mobilisering etter operasjon.

**Kontraindikasjoner:** Inneklemt brokk/klemt brokk.

**Materiale:** 74% polyester, 12% elastomer og 14% polyamid. Inneholder ikke lateks.

**Vaskeråd:** Maskinvask ved 60°C (produktet holder lengre ved vask på lavere temperaturer). Forseglet borrelåser. Bruk vaskepose. Bruk ikke blekemiddel, ikke renseri. Skal ikke strykes eller tørkes i tørketrommel.

**Mål:** Omkretsmål ved tenkt plassering.

Størrelse	Mål cm	Art.no Figur, hvit 16 cm	Art.no Figur, hvit 25 cm	Art.no Figur, hvit 32 cm
S	80-95	50221-09-40	50202-09-40	50203-09-40
M	90-105	50221-09-50	50202-09-50	50203-09-50
L	100-115	50221-09-60	50202-09-60	50203-09-60
XL	110-125	50221-09-70	50202-09-70	50203-09-70
2XL	120-135	50221-09-80	50202-09-80	50203-09-80
3XL*	130-145	50221-09-90	50202-09-90	

\* kun 16 & 25 cm høyde.



50221: Figur 16 cm



50202: Figur 25 cm



50203: Figur 32 cm

