

## Figur - Belte

ART.NO 50221, 50202, 50203

Figur er et elastisk belte som gir behagelig og effektiv støtte/kompresjon på overkroppen. Beltet er enkelt å ta på og lukkes med bred borrelås, noe som gjør det enkelt å justere til ønsket kompresjon. Figur gir jevn trykkfordeling og påvirker ikke ånderett. Det elastiske materialet er mykt og behagelig mot huden og lar huden puste.

**Kompresjonsgrad:** Lettere, 1 av 3.

**Indikasjoner:** For postoperativ pleie, etter toraks-/mageoperasjoner for å avlaste sår, hindre oppsprekking av arr samt ved tidlig mobilisering av pasienten. Kan brukes ved ulike typer av mindre brokk. Kan også klippes i for frilegging av stomi eller åpning for dren.

**Materiale:** 74 % polyester, 12 % elastomer og 14 % polyamid. Inneholder ikke lateks.

**Vaskeråd:** Maskinvask 60°. Kan vaskes på opptil 90° (borrelåsbåndenes levetid forkortes ved vask på høye temperaturer). Fest borrelåsbåndene. Bruk vaskepose. Ikke bruk blekemiddel eller kjemisk rensing. Skal ikke strykes eller kjøres i tørketrommel.

**Mål:** Omkretsmål rundt overkroppen ved tenkt plassering.

Størrelse	Mål cm	Art.no Figur, hvit 16 cm	Art.no Figur, hvit 25 cm	Art.no Figur, hvit 32 cm
Small	80-95	50221-09-40	50202-09-40	50203-09-40
Medium	90-105	50221-09-50	50202-09-50	50203-09-50
Large	100-115	50221-09-60	50202-09-60	50203-09-60
X Large	110-125	50221-09-70	50202-09-70	50203-09-70
2X Large	120-135	50221-09-80	50202-09-80	50203-09-80
3X Large*	130-145	50221-09-90	50202-09-90	

\* kun 16 & 25 cm høyde.



50221: Figur 16 cm



50202: Figur 25 cm



50203: Figur 32 cm

