

Figur - Belte

ART.NO 50222

Figur er et elastisk belte som gir behagelig og effektiv støtte samt kompresjon på overkroppen. Beltet er enkelt å ta på og lukkes med bred borrelås, noe som gjør det enkelt å justere til ønsket kompresjon. Det elastiske materialet er mykt og behagelig mot huden og lar huden puste. Figur er egnet for bruk som mykt stomibelte som støtte over stomi/stomipose.

Kompresjonsgrad: Lettere, 1 av 3.

Indikasjoner: Ved stomi som støtte over stomi/pose og/ eller for å redusere risikoen for brokk ved stomien. For postoperativ pleie etter toraks-/mageoperasjoner for å avlaste sår samt ved tidlig mobilisering av pasienten. Kan brukes ved ulike typer av mindre brokk. Kan også klippes i for frilegging av stomi eller åpning for dren.

Materiale: 74 % polyester, 12 % Elastomer og 14 % polyamid. Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Maskinvask 60°. Kan vaskes på opptil 90° (borrelåsbåndenes levetid forkortes ved vask på høye temperaturer). Fest borrelåsbåndene Bruk vaskepose. Ikke bruk blekemiddel eller kjemisk rensing. Skal ikke strykes eller kjøres i tørketrommel.

Mål: Omkretsmål rundt overkroppen ved tenkt plassering.

Størrelse	Mål cm	Art.no Figur, sort 20 cm
XS	65-85	50222-00-30
S	80-95	50222-00-40
M	90-105	50222-00-50
L	100-115	50222-00-60
XL	110-125	50222-00-70
2XL	120-135	50222-00-80

