

Vira x3, ViraKing - Belte

ART.NO 50227, 50229

Et elastisk belte som gir effektiv støtte og kompresjon på overkroppen. Enkel å applikere og justere til ønsket passform og kompresjonsgrad med tre bånd for stramming. Stødig materiale som holder passformen uten at det bretter seg. Glatt og myk mot huden uten irriterende sømmer eller kanter. Ingen spiler. Egnet for både rette og formfulle figurtyper. Høyde 32 cm.

Kompresjonsgrad: Høy, 3 av 3.

Indikasjoner: Postoperativ belte etter abdominal-/overkroppsooperasjon. Stabiliserer ved brokk/stomi. Forebyggende mot brokk.

Kontraindikasjoner: Innklemte brokk. Infeksjon.


Materiale: Polyester 88%, Elastan 12%. Latexfri.

Vaskeråd: Maskinvask ved 40°C (kan ved behov vaskes på høyere temperaturer, produktet holder lengre ved vask på lavere temperaturer). Forseglet borrelåser. Bruk vaskepose. Bruk ikke blekemiddel, ikke renseri. Skal ikke strykes eller tørkes i tørketrommel.

Måling: Velg størrelse etter hoftemålet hvis hoftemålet ligger innenfor et overlappende intervall, kontroller midjemålet:

- Smal midje: Velg den minste størrelsen.
- Rett figur: Velg den større størrelsen.

Størrelse	1. Hoftemål (cm)	2. Midjemål (cm)	Art.no Vira x3, hvit	Art.no Vira x3, sort	Art.no ViraKing, sort
XS	70-90	60-80	50227-09-30	50227-00-30	-
S	80-100	70-90	50227-09-40	50227-00-40	-
M	90-110	80-100	50227-09-50	50227-00-50	-
L	100-120	90-110	50227-09-60	50227-00-60	-
XL	110-130	100-120	50227-09-70	50227-00-70	-
2-3XL	120-150	110-140	-	-	50229-00-80



ViraKing - kun sort, størrelse 2-3XL.



STANDARD
100
1976-298
DTI

