

Vira x2 - Belte

ART.NO 50228

Et elastisk belte som gir effektiv støtte og kompresjon på overkroppen. Enkel å applikere og justere til ønsket passform og kompresjonsgrad med to bånd for stramming. Stødig materiale som holder passformen uten at det bretter seg. Glatt og myk mot huden uten irriterende sømmer eller kanter. Ingen spiler. Egnet for både rette og formfulle figurtyper. Høyde 25 cm.

Kompresjonsgrad: Høy, 3 av 3.

Indikasjoner: For postoperativ pleie etter bukoperasjon, bukplastikk og/eller fettsuging. Kan også brukes ved ulike typer brokkproblematikk. Avlaster sår, gir smertelindring samt muliggjør tidlig mobilisering av pasienten.

Materiale: Polyester 88%, Elastan 12%. Latexfri.

Vaskeråd: Maskinvask 40 °C, kan ved behov vaskes på høyere temperaturer, maks 60 °C. Produktet holder lengre ved vask på lavere temperaturer. Bruk vaskepose. Tørkes flatt. Skal ikke tørketromles. Forsegl borrelåser før vask. Ikke bruk blekemiddel, klorin eller tøymykner siden dette kan svekke materialets funksjon.

Måling: Velg størrelse etter hofte målet hvis hofte målet ligger innenfor et overlappende intervall, kontroller taljemålet:

- Smal midje: Velg den minste størrelsen.
- Rett/rank figur: Velg stor størrelse.

Størrelse	Hofte mått (cm)	Taljemått (cm)	Art.no Vira x2, hvit	Art.no Vira x2, sort
XXS	65-80	50-65	50228-09-20	50228-00-20
XS	70-90	60-80	50228-09-30	50228-00-30
S	80-100	70-90	50228-09-40	50228-00-40
M	90-110	80-100	50228-09-50	50228-00-50
L	100-120	90-110	50228-09-60	50228-00-60
XL	110-130	100-120	50228-09-70	50228-00-70

