

ViraRak - Belte

ART.NO 50230, 50231

Elastisk støttebelte som gir effektiv støtte og kompresjon rundt overkroppen. Takket være elastiske borrelåser på festeflaten former beltet seg fint til ulike figurtyper og ved brokk/stomi. Takket være den lange festeflaten er støttebeltet også en fleksibel størrelse/omkrets og kan strammes eller slakkes. Stødig materiale som holder formen uten å krølle. Ingen skinner.

Beltet kan snus, slik at det passer både på høyre og venstre side. Egnet både postoperativt og som permanent støttebelte. Finnes i sort i høydene 15 & 20 cm.


Indikasjoner: Postoperativt etter ulike typer bukoperasjoner, plastiske operasjoner i buken og/eller fettsugning. Kan også brukes for å avlaste ulike typer brokk, f.eks. stomibrokk. Avlaster sår, gir smertelindring og muliggjør tidlig mobilisering av pasienten.

Materiale: Polyester 88%, Elastan 12%. Lateksfri.

Vaskeråd: Maskinvask 40 °C, kan ved behov vaskes på høyere temperaturer, maks 60 °C. Produktet holder lengre ved vask på lavere temperaturer. Bruk vaskepose. Tørkes flatt. Skal ikke tørketromles. Forsegl borrelåser før vask. Ikke bruk blekemiddel, klorin eller tøymykner siden dette kan svekke materialets funksjon.

Størrelse og mål: Omkretsmål rundt overkroppen ved tenkt plassering. Følg måletabellen for å finne rett størrelse.

Størrelse	Mål cm	Art.no 15 cm	Art no 20 cm
XS	70-90	50230-00-30	50231-00-30
S	80-100	50230-00-40	50231-00-40
M	90-110	50230-00-50	50231-00-50
L	100-120	50230-00-60	50231-00-60
XL	110-130	50230-00-70	50231-00-70



ViraRak 15 cm, 50230



ViraRak 20 cm, 50231

