

# Multi - Ryggortose

ART.NO 50240

Multi er et formbart korsett som gir behagelig støtte og trygg kompresjon. Det kan tilpasses flere behov og figurtyper, både for damer og herrer. Egnet for smertetilstander i korsrygg, hofte og bekken. Også ved gjenstående bekkensmerter etter graviditet. Multi kan plasseres langt nede på hoften/ bekkenet eller høyere opp ved midjen. Multi har bred borrelås foran for å kunne passe både over hoften og i midjehøyde. Elastiske justerbare trekkbånd kan reguleres for å gi økt stabilitet og støtte. Stabilt/uelastisk materiale foran gjør at det passer utmerket til støtte og stabilitet for magen. Tynt og svært elastisk og fleksibelt materiale i sidene gjør at Multi kan formes for vepsetalje eller rund mage. Materialet i ryggpartiet er luftig og behagelig. Plastfjærer i ryggpartiet stabiliserer. Korsettet kan snus slik at både høyre- og venstre knepping er mulig. Farge sort.

**Indikasjoner:** Lumbal/lumbosacral ryggsmarter.

**Kontraindikasjoner:** Ustabilt brudd i ryggen. Isjassmerter av uklar opprinnelse.

**Materiale:** Polyester 42%, Polyamid 40%, Elastisk 13%, Polyuretan 5%. Inneholder ikke lateks.

**Vaskeråd:** Maskinvask ved 40°C. Forsegl borrelåser. Bruk vaskepose. Bruk ikke bleke middel. Ikke renseri. Skal ikke strykes eller tørkes i tørketrommel.

**Mål:** Hoftemål i cm. Hvis hensikten er å bruke ortosen i midjehøyde, bør du bruke midjemålet i stedet for hoftemålet.

Størrelse	Hoftemål cm	Art.no	Høyde midt foran	Høyde midt bak
Small	80-95	50240-00-40	15-18 cm	20 cm
Medium	90-105	50240-00-50		
Large	105-115	50240-00-60		
X Large	115-125	50240-00-70		
2X Large	125-135	50240-00-80		



MD Class I CE