

Bure - Ryggortose

ART.NO 50241, 50242

Stabil ryggortose i luftig og tynt materiale som gir ekstra god stabilitet. Elastiske bånd og formbare skinner for justerbar støtte. Egnert for akutt lumbago, diskusprolaps eller andre smertetilstander i korsryggen. Passer til de fleste figurtyper, både damer og herrer. Bure festes med borrelås foran. De brede, elastiske trekkbåndene er regulerbare, og også disse festes midt foran med borrelås. De to uttakbare ryggskinnene kan formes individuelt etter ryggens kontur. Tilgjengelig i to høyder.

Indikasjoner: Bure Låg: Lumbal/lumbosacral ryggsmarter.

Bure Hög: Lumbal/lumbothoracal ryggsmarter.

Kontraindikasjoner: Ustabilt brudd i ryggen.

Isjassmarter av uklar opprinnelse.

Materiale: Polyester 55%, Polyamid 30%, Spandex 15%.

Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Maskinvask ved 40°C. Ta ut skinnene ved vask. Forsegl borrelåser. Bruk vaskepose. Bruk ikke blekemiddel. Ikke renseri. Skal ikke strykes eller tørkes i tørketrommel.

Mål: Hoffemål i cm.



50241 Låg: 15-17 cm foran 26 cm bak



50242: Hög 19-21 cm foran 32 cm bak



MD Class I CE

Størrelse	Hoffemål cm	Bure Låg, sort			Bure Hög, sort		
		Art.no	Høyde midt foran	Høyde midt bak	Art.no	Høyde midt foran	Høyde midt bak
Small	80-95	50241-00-40	15-17 cm	26 cm	50242-00-40	19-21 cm	32 cm
Medium	90-105	50241-00-50			50242-00-50		
Large	100-115	50241-00-60			50242-00-60		
X Large	115-125	50241-00-70			50242-00-70		
2X Large	125-135	50241-00-80			50242-00-80		