

BirkPlus MP45 - 3-punkts korsett

ART.NO 50371

3-punkts korsett som brukes for å begrense/kontrollere fleksjon og sidebevegelse i den torakale delen av ryggraden.

Enkel å justere:

- Den nedre bøylen kan innstilles i bevegelig eller fiksert stilling. Ved innstilling i bevegelig stilling blir ortosen mer bekvem, spesielt når man sitter.
- Den øvre bøylen kan justeres i bredden. Den kan dessuten stilles i ulike vinkler for å gi i best mulig passform over brystkassen, ved ulik grad av lordose.
- Produktet kan justeres i høyden. Polstringen i siden er delt og kan plasseres i ønsket stilling.

Når ortosen er godt tilpasset, tas den av og på ved hjelp av en spenne. Spennen er av sikkerhetsgrunner fjærbelastet i sin låste stilling. Man kan dusje med BirkPlus da polstringen ikke trekker til seg vann.



Indikasjoner: Fraktur, virvelkompresjon, osteoporose, dislokasjon, artrose.

Materiale: Anodisert aluminium. Polstring i PE-skum, syntetisk lær i hvit farge. Polyesterbånd. Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Tørkes av med en myk, fuktig klut.

Mål: Hoffemål i cm.

Størrelse	Mål cm	Høyde	Art.no
Small	60-75	30-37	50371-09-40
Medium short	75-90	34-42	50371-59-50
Medium	75-90	36-46	50371-09-50
Medium long	75-90	40-52	50371-69-50
Large short	90-105	36-46	50371-59-60
Large	90-105	40-52	50371-09-60
XLarge short	105-115	39-49	50371-59-70
XLarge	105-115	42-54	50371-09-70



MD Class I CE

