

e-STAB - 3-punktkorsett

ART.NO 50375

3-punktsortose som brukes til å begrense/kontrollere fleksjon og lateral mobilitet i den torakale delen av ryggraden. e-Stab tilpasser seg ulike kroppstyper, som et skreddersydd produkt, men med et redusert antall størrelser. Den nedre stangen er teleskopisk justerbar i bredden, kan formes og er låsbar i 0°, 18°, 36°. Den øvre stangen kan justeres i bredden og kan også stilles i forskjellige vinkler for å oppnå best passform over brystet ved forskjellige grader av lordose. Produktet er teleskopisk justerbart i høyden. Alle justeringer er mulig uten å måtte fjerne skruene, kun ved å løsne dem. Rammen er laget av en lett aluminiumslegering med avfasede kanter. Trekket er varmelaminert, helt uten sømmer eller liming. Polstringen kan justeres ved å kutte langs snittlinjene og festes til ortosen med trykknapper. Polstringen har en vannavstøtende overflate. Når ortosen er montert, kan den enkelt tas av og på ved hjelp av sidespennen. Av sikkerhetsgrunner er spennen fjærbelastet i låst posisjon.



Indikasjoner:

- Brudd (T10-L1/L2)
- Osteoporotiske eller metastaserelaterte kompresjonsfrakturer i brystryggen og dorsolumbar overgang (T10-L1/L2)
- Osteomalaci med brudd
- Dorsolumbar artrose
- Alternativ for gipskorsett

Kontraindikasjoner: Ingen kjente.

Materiale: En lett ramme i aluminiumlegering. Plastdeler i TPC-ET. Trykkspenne i polykarbonat. Polstring i PE-skum. Belte i polyester. Latexfri.

Vaskeråd: Ramme tørkes av med en myk, fuktig klut. Polstring håndvaskes forsiktig i max 30°C.

Mål: Hoftemål i cm.

Høydemål i cm - Målt fra den proksimale siden av corpus sterni til øvre kant av skambenet (tuberculum pubicum).

Størrelse	Hoftemål i cm (1)	Høyde i cm (2)	Art.no
1	50-75	41-54	50375-00-40
1 Short		30-41	50375-50-40
2	75-105	41-54	50375-00-50
2 Short		30-41	50375-50-50
3	105-135	41-54	50375-00-60
3 Short		30-41	50375-50-60

