

# Pectus - Korrigerende korsett

ART.NO 50400

Pectus er en korrigerende korsett som brukes i behandlingen av såkalte fuglebryst. Korsetteten strammes rundt brystet og gir kompresjon (anterior/posterior) mot brystet. Korsetteen er justerbar og aluminiumsskinnene er formbare. Åpnes og lukkes med en hurtigspenne. Fôret med myk polstring som kan vaskes. Universal størrelse.

**Indikasjoner:** Pectus carinatum (fuglebryst).

**Kontraindikasjoner:** Alvorlige deformasjoner.

**Material:** Lavdensitet polyetylene, aluminium, polyesterpolstring. Lateksfri.

**Vaskeanvisning:** Polstring kan vaskes for hånd med mild såpe og vann. Metall- og plastdelene tørkes av med såpe og vann.

**Mål:** Omkrets av bryst i cm.

Størrelse	Omkrets bryst (cm)	Art.no
Universal	66 - 89	50400-00-50

