

# Ronja - Ryggortose

ART.NO 50531, 50532, 50533, 50536

Stabilt tøykorsett med elastiske trekkbånd i sidene. Enkel å ta på og justere til ønsket kompresjon/stabilitet også for personer med svak håndfunksjon. Stoffet har liten elastisitet, noe som gir utmerket passform og gjør korsettet ekstra behagelig å ha på. Korsettet har to åpne fjærskinner i ryggen og to medfølgende skinner. Borrelås midt foran. Mange tynne plastfjærer sydd inn rundt om i korsettet gir avlastning og stabilitet. Farge grå.

**Ronja Halvfabrikat:** Ronja Halvfabrikat, artikkelnr 50536-26, har to åpne sømmer i bakstykket og kan sys inn/ut og avkortes etter behov. Kantbånd, fjærskinner og skinner inngår.

**Indikasjoner:** Ronja Lav/Middels: Lumbal/lumbosacral ryggsmarter. Ronja Høy: Lumbal/lumbothoracal ryggsmarter.

**Kontraindikasjoner:** Ustabilt brudd i ryggen. Isjassmarter av uklar opprinnelse.

**Materiale:** 60% bomull, 28% polyamid, 7% elastikk, 5% polyester. Lateksfri.

**Vaskeråd:** Maskinvask ved 40°C. Ta ut skinnene ved vask. Forsegl borrelåser. Bruk vaskepose. Bruk ikke blekemiddel. Ikke renseri. Skal ikke strykes eller tørkes i tørketrommel.

**Måttagning:** Hoftemål i cm.

**Tilbehør:** Kantebånd, fjærskinne og spiralfjær kan bestilles separat.



50531



50532



50533



		Ronja Lav - 50531			Ronja Mellom - 50532			Ronja Høy - 50533				
		Størrelse	Hoftemål cm	Art.no	Høyde midt foran	Høyde midt bak	Art.no	Høyde midt foran	Høyde midt bak	Art.no	Høyde midt foran	Høyde midt bak
Child	XX Small*	60-75					50532-26-20					
	X Small	70-85	50531-26-30				50532-26-30			50533-26-30		
	Small	80-95	50531-26-40				50532-26-40			50533-26-40		
	Medium	90-105	50531-26-50	18 cm	28 cm	50532-26-50	20 cm	33 cm	50533-26-50	23 cm	38 cm	
	Large	105-115	50531-26-60				50532-26-60			50533-26-60		
	X Large	115-125	50531-26-70				50532-26-70			50533-26-70		
	2X Large	125-135	50531-26-80				50532-26-80			50533-26-80		

\*endast modell Ronja Mellom - 50532

Ronja Halvfabrikat - 50536				
Størrelse	Hoftemål cm	Art.no	Høyde midt foran	Høyde midt bak
X Small-Small	70-95	50536-06-40	22 cm	37 cm
Medium-Large	95-115	50536-06-50		
X Large-2X Large	115-135	50536-06-60		



50536