

# Alex - Ansiktsbandasje

ART.NO 51108

Ansiktsbandasje i behagelig materiale med borrelås. Enkelt å justere da borrelåsen kan festes over hele båndets lengde. To mindre bånd i ulike lengder for ekstra fiksering medfølger. Båndet kan fikseres på ulike måter. Universalstørrelse. 7,5 cm bredt.

**Indikasjoner:** Brukes som ett postoperativt fixeringsbånd etter ansiktskirurgi og for kompresjon.

**Kontraindikasjoner:** Infeksjon.

**Materiale:** Polyamid 77%, Elastan 13%, Bomull 10%. Lateksfri.

**Vaskeråd:** Maskinvask ved 60°C. Produktet holder lengre ved vask på lavere temperaturer. Forsegl borrelåser. Bruk vaskepose. Bruk ikke blekemiddel, ikke renseri. Skal ikke strykes eller tørkes i tørketrommel.

Modell	Art.no	Størrelse
Alex 7,5 cm, hvit. 1 stk..	51108-09-50	Universal



MD Class I CE

