

Hollie - Kompresjonsbody

ART.NO 51209

Kompresjonsbody med høy rygg i strikket sømløst materiale. Anbefales etter operasjon på baken, hoftene, magen og ryggen som fett suging og/eller kirurgi. Bodyen har hekte- og krokfeste midt foran for enkel på- og avkledning og justering av passformen. Bred kile på innsiden av lårene gir god komfort og funksjon. Bodyen har et åpent skrittparti som tillater besøk på toalettet uten at plagget tas av. Bred rygg og justerbare skulderstropper for god kompresjon i rygg og langs sidene. Formstrikket, fleksibelt materiale med fireveis-stretch som former seg etter kroppen. Avlaster og komprimerer uten å skjære eller kjønes ubehagelig. Formstrikkede soner i sete-, skulder- og lyskere regionen samt forsterket strikking over buken.

Indikasjoner: Kompresjonsplagg etter plastisk kirurgi. Tilsvarende kompresjonsklasse 1.

Kontraindikasjoner: Infeksjon. Arterielle sirkulasjonsforstyrrelser. Høy risiko for trombose.

Materiale: 87% Polyamid, 13% Elastan. Lateksfri.

Vaskeråd: Maskinvask 40°C, kan ved behov vaskes på høyere temperatur, maks 60°C. Produktet holder lengre ved vask på lavere temperaturer. Bruk vaskepose. Ikke bruk blekemidler, klorin eller tøy mykner. Skal ikke tørketromles.


Måltaking: For å oppnå optimal passform og korrekt kompresjonsgrad er det viktig å prøve plagget i henhold til måltabell. Plagget skal sitte fast, men skal ikke kjønes ubehagelig eller stramme.

Midje: Mål omkretsen der midjen er på det smaleste.

Hofte: Stå med føttene samlet og mål omkretsen over pubis, der hofte/setet er på sitt bredeste

Lår: Omkrets midt på låret.


Størrelse	Midjemål cm	Hoffemål cm	Lårmål cm	Art.no
XS	62-68	86-91	46-50	51209-00-30
S	69-75	92-97	50-54	51209-00-40
M	76-83	98-103	54-58	51209-00-50
L	84-92	104-111	58-62	51209-00-60
XL	93-101	112-119	62-66	51209-00-70
2XL	102-110	120-127	66-70	51209-00-80



Hekte- og krok-knepping midt foran, brede innskjøringer i ryggen



Skulderstroppene kan festes i midten eller i sidene.



Adjustable with hook & eye



Seamless



4-way stretch



Compression class I



STANDARD 100

6234-7001 DTI

www.oeko-tex.com

