

William - Kompresjonsvest

ART.NO 51211

Kompresjonsvest i strikket sømløst materiale. Anbefales etter brystreduksjon/gynekomasti eller fettsuging. Kan åpnes foran med glidelås og justerbare skulderstropper. Formstrikkede soner over bryst og skuldre for optimal passform og lettere kompresjon over magen, noe som gjør plagget egnet for ulike kroppsformer. Stabil kompresjon tilsvarende kompresjonsklasse 1 over brystet for optimal kompresjon. Elastisk, fleksibelt materiale i 4-veis stretch som former seg etter kroppen. Hellang modell.


Indikationer: Kompresjonsplagg etter plastisk kirurgi. Tilsvarende kompresjonsklasse 1.


Kontraindikasjoner: Infeksjon. Arterielle sirkulasjonsforstyrrelser. Høy risiko for trombose. Avvikende mål i henhold til tabell.

Materiale: 87% Polyamid, 13% Elastan. Lateksfri.


Vaskeråd: Maskinvask 40° C, kan vaskes høyere hvis nødvendig temperaturer, maks 60° C. Produktet varer lenger når det vaskes i lavere temperaturer. Bruk gjerne en vaskepose. Ikke bruk blekemiddel, klor eller tøymykner. Ikke tørketrommel.

Måltaking: For best passform og riktig kompresjonsgrad er det viktig at plagget testes nøye i henhold til måltabellen. Plagget skal sitte tight, men må ikke føles ubehagelig eller stramme.

Størrelse	Byst cm	Midje cm	Art.no sort	
XS	84-90	74-80	51211-00-30	
S	90-96	80-87	51211-00-40	
M	96-103	87-94	51211-00-50	
L	103-110	94-102	51211-00-60	
XL	110-117	102-110	51211-00-70	
2XL	117-124	110-117	51211-00-80	



Justerbare skulderstropper. Glidelås med hemper.



4-way stretch



Compression class I



Seamless



STANDARD 100

6234-7001 DTI

www.oeko-tex.com

