

Frejka - Hofteabduksjonsortose

ART.NO 60232

Hofteabduksjonsskinne som brukes til å posisjonere hofteleddene hos barn med hofte dysplasi for å motvirke hofteleddsluksasjon. Frejka består av en fleksibel polyetylenskinne med polstrede kanter. Utenpå skinnen finnes en bukse i tekstil.

Indikasjoner: Medfødt hofte luksasjon/subluksasjon. Hofte dysplasi.

Materiale: Polyetylen 49%, Bomull 29%, Polyamid 13%, Polyester 9%. Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Buksen vaskes i maskin på 40°. Skinnen tørkes av med myk, fuktig klut. Bruk mildt vaskemiddel.



Størrelse	Skinnens bredde cm	Mål mellom knærne cm	Art.no
X Small	14	15-18	60232-09-30
Small	16	17-20	60232-09-40
Medium	18	19-22	60232-09-50
Large	20	21-24	60232-09-60
X Large	22	23-26	60232-09-70
2X Large	24	25-28	60232-09-80



MD Class I CE