

Safehip® Classic - Hoftebeskyttelsesbukse

ART.NO 60300

Hoftebeskyttelsesbukse med myk, hesteskoformet beskyttelse i skummateriale. Finnes i unisexmodell. Kan brukes i stedet for underbukser eller som overtrekksbukse. Buksene er luftige og behagelige å ha på. Safehip Classic finnes i ulike modeller med fastsydd eller uttagbar beskyttelse.

Indikasjoner: Safehip brukes for å forebygge hoftefraktur hos personer som lider av benskjørhet (osteoporose), som tidligere er blitt rammet av hoftefrakturer eller annen fraktur, har tendens til å besvime/svimmelhet, har tendens til å falle eller har problemer med å gå. Safehip hoftebeskyttelsesbukser er godt dokumentert og testet i flere undersøkelser. Studier¹ viser at Safehip kan redusere antallet hoftefrakturer med opptil 75%. Samtidig kjenner brukeren seg tryggere og kan bevege seg lettere i hverdagen.

Materiale: Bomull 67%, Polyamid 29%, Elastan 4%. Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Safehip hoftebeskyttelsesbukse vaskes i maskin ved 60°. Kan tørkes i tørketrommel på lav temperatur. Ikke bruk klorblekkesmiddel. Buksens levetid forlenges hvis den vrenses ved vask. Bruk gjerne vaskepose.

Mål: Hoftemålet skal tas over baken på det bredeste stedet, centimetermål.

Størrelse	Hoftemål cm	Art.no Safehip Classic Unisex, 1 st
XS	65-85	60300-09-30
S	75-95	60300-09-40
M	90-110	60300-09-50
L	100-120	60300-09-60
XL	110-140	60300-09-70
2XL	120-150	60300-09-80



60300: Safehip Classic Unisex



1) Hindsö K. Lauritzen JB. Osteoporosis International 1998;8:119