

Safehip® AirX - Hoftebeskyttelsesbukse

ART.NO 60310, 60311, 60314 Fastsydd beskyttelse

Hoftebeskyttelsesbukse med myk, fastsydd beskyttelse i tekstil. Materialet i beskyttelsen puster, og buksen er svært sval under bruk. Patentert hesteskoform som både sprer og tar opp energi. Unisex- og herremodell brukes som vanlige underbukser eller overtrekksbukse. Buksen er rundstrikket og svært elastisk. Den er lett å ta på og av. Fungerer også bra med større inkontinensbeskyttelse. Open-modellen er åpen i skrittet og anbefales ved kraftigere inkontinens, med teipbleie/inkontinensbukse og trenger ikke tas av ved toalettbesøk.

Indikasjoner: Safehip forebygger hoftefraktur hos personer som lider av falltendens eller benskjørhet (osteoporose), som tidligere er blitt rammet av hoftefrakturer eller annen fraktur, har tendens til besvimelse/svimmelhet eller har problemer med å gå. Safehip hoftebeskyttelsesbukser er godt dokumentert og er testet klinisk i flere undersøkelser. Hoftebeskyttelsesbukser anbefales av Helsedirektoratet til bruk hos personer med stor tendens til å falle.

Materiale: Bomull 58 %, polyamid 36 %, elastan 6 %.
Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Safehip AirX kan vaskes minst 100 ganger ved temperatur opptil 95° og kan kjøres i tørketrommel ved på høy temperatur uten at beskyttelsen skades. Ved lavere vask-/tørketemperatur forlenges levetiden til beskyttelse/bukse. Ikke bruk klorblekemiddel. Bruk gjerne vaskepose.

Mål: Hoftemålet skal tas over baken på det bredeste stedet, centimetermål.

Størrelse	Hoftemål cm	Art.no Safehip AirX Unisex	Art.no Safehip AirX Herre	Art.no Safehip AirX Open
X Small	65-85	60310-09-30	60311-39-30	60314-09-30
Small	75-95	60310-09-40	60311-39-40	60314-09-40
Medium	90-110	60310-09-50	60311-39-50	60314-09-50
Large	100-120	60310-09-60	60311-39-60	60314-09-60
X Large	110-140	60310-09-70	60311-39-70	60314-09-70
2X Large	120-150	60310-09-80	60311-39-80	60314-09-80




60310: Safehip AirX Unisex



60311: Herre

60314: Open



Beskyttelsen sitter over lårhalsen for å gi best mulig beskyttelse.

