

Jura Knee Immobiliser - Immobiliseringsortose

ART.NO 70624

Jura Knee Immobiliser er en rigid kneortose som brukes til å immobilisere kneleddet. Jura Knee Immobiliser har borrelåslukking for rask og enkel justering. Ortosen består av tre deler som enkelt kan festes med borrelås for å passe til ulike størrelser/lengder på benet. Den bakre delen, med to aluminiumsskinner, er formet for bedre komfort og passform. Ortosen har også to sideskinner for økt støtte. Skinnene er avtagbare og formbare. Festes med borrelås gjennom D-ringer på framsiden.

Størrelse: Tilgjengelig i fire forskjellige lengder, universell størrelse, passer både høyre og venstre kne.

Indikasjoner: For immobilisering av kneleddet postoperativt/posttraume, for eksempel ved brudd.

Kontraindikasjon: Dyp venetrombose. Må ikke påføres i direkte kontakt med et åpent sår. Enhver kjent allergi og/eller overfølsomhet overfor ethvert materiale som er oppført i produktsammensetningen.

Material: 30% Polyuretan, 20% Nylon, 20% Polyester, 20% Aluminium, 9% Polypropen, 1% Acetal. Lateksfri.

Vaskeråd: Håndvask, tørkes flatt. Bruk ikke blekemiddel eller skyllemiddel. Ikke renseri. Stryk och tørketommlle ikke. Fest borrelåsen ved vask.

Mål: Omkretsmål i cm tas proximalt rundt patella, sittende med kneet svagt bøyd.

Modell	Lengde cm	Omkrets kne cm	Art.no
JTI/16	40	28-47	70624-00-40
JTI/20	50		70624-00-50
JTI/24	60		70624-00-60
JTI/28	70		70624-00-70

