

TK ROM - Kneortose

ART.NO 70641

TK ROM Kneortose brukes etter skade på eller operasjon av kne eller ben når det er behov for kontrollert bevegelsesintervall eller total immobilisering av kneleddet. Utviklet for å muliggjøre rask og enkel utprøving etter operasjon. TK ROM er en av de letteste rigide ortosene på markedet.

Innsiden av ortosen er utstyrt med myk polstring, som med god friksjon griper tak i benet og holder ortosen på plass. De formbare aluminiumsmansjettene gjør at ortosen enkelt kan tilpasses individuelt. Skinnene kan bøyes for å tilpasses hver pasient. Ortosens teleskopmekanisme gjør det mulig å justere ortosens lengde, fra 46 til 58 cm. Samtlige benmansjetter er flyttbare.

Ekstensjon fra 0° til 90°, fleksjon fra 0° til 120° begge i intervaller på 10°.

Indikasjoner: Postoperativ rekonstruksjonskirurgi av kneligament, distale eller proximale brudd på tibia, patellafrakturer, osteotomi, kneluksasjon.

Kontraindikasjon: Ikke beregnet på personer med vekt >110 kg.

Størrelse: Universell størrelse.

Måttagning: Omkrets lår i cm (ca 15 cm över patellan). Passer lår med omkrets opp til 80 cm.

Material: Skinne: 40% Aluminium, 35% Polyamid, 15% Stål, 10% Polyester.

Polstring: 50% Polyuretan, 38% Nylon, 10% Elastan, 2% Syntetisk Karbonfiber. Latexfri.

Vaskeråd: Tekstil polstring: vask ved 30°C, for best holdbarhet anbefales håndvask, tørkes liggende. Skinne og ledd: vask av med klut og varmt vann, mild desinfeksjonsmiddel.



Mansjettene kan formes for å passe benet.



MD Class I CE

Størrelse	Art.no
Universell	70641-00-50