

Stadig - Ankelortose

ART.NO 80120

Stabil ankelortose som kan brukes ved akutte skader eller langvarig instabilitet i ankelleddet. Ortosen kan også brukes forebyggende. Anatomisk utformede lister for medial/lateral side. Den myke polstringen former seg etter ankelens kontur og gir god komfort og støtte. Listene kan snus slik at ortosen passer til høyre eller venstre fot. Stabile borrelåsbånd fikserer ortosen i riktig stilling. For å fungere best mulig skal ortosen brukes sammen med sko med snøring av typen spasersko/treningssko.

Størrelse: Stadig finnes i én størrelse som passer til høyre eller venstre fot.

Indikasjoner: Brukes ved akutte skader eller langvarig instabilitet i ankelleddet eller forebyggende, for eksempel i idrett.

Materiale: Polyamide 78%, Polyuretan 19%, Elastan 3%.
Plastlister i 100% Polypropylen.
Polstring i 100% Polyetylenskum. Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Håndvaskes. Fest borrelåsbåndene ved vask. Plastskinnene tørkes av med en myk og fuktig klut. Bruk mildt oppvaskmiddel.



MD Class I CE

Størrelse	Farge	Art.no
Universal	Sort	80120-00-50