

Stadig - Ankelortose

ART.NO 80120

Stabil ankelortose som kan brukes ved akutte skader eller langvarig instabilitet i ankelleddet. Ortosen kan også brukes forebyggende. Den myke polstringen former seg etter ankelsens kontur og gir god komfort og støtte. Plastsjennene er universelle og passer både høyre og venstre fot. Stabile borrelåsbånd fikserer ortosen i riktig stilling. For å fungere best mulig skal ortosen brukes sammen med sko med snøring av typen spasersko/treningssko.

Størrelse: Universal størrelse.

Indikasjoner: Alvorlige og moderate akutte ankelforstuinger (konservativ og postoperativ behandling), stabil malleolfraktur, rehabilitering etter brudd.

Kontraindikasjoner: Ingen kjente.

Materiale: Nylon, Polyester, PU-skum, Glassfiber. Latexfri.

Vaskeråd: Fjern skumpolstringen og stroppene fra skinnen. Lukk borrelåsen på stroppene. Håndvask stroppene og polstringen i lunke vann (maks 35°C) med mild såpe. Skyll med vann og la det tørke i romtemperatur. Rengjør plastsjennene med en fuktig klut. Pass på at materialene er helt tørre før de brukes igjen.



MD Class I CE

Størrelse	Farge	Art.no
Universal	Sort	80120-00-50